



# EhserCLEAN TP

## frischduftender Teppich- und Polsterreiniger

**EhserCLEAN TP** ist ein tiefenwirksamer Profi-Reiniger mit schmutzabweisender Wirkung zur mühelosen und schonenden Intensivreinigung aller wasserunempfindlichen Teppiche und Polster. Durch seine hohe Schmutzlösekraft entfernt das faser- und farbschonende Konzentrat wirkungsvoll wasserlösliche Verschmutzungen und hartnäckige Flecken, wie z.B. Kaffee, Fett, Öl, Essens- und Getränke rückstände u.v.m.

**Anwendung:** **EhserCLEAN TP** kann mit handelsüblichen Extraktions- und Teppichreinigungsmaschinen verwendet werden.

Zur Sprüh-Extraktionsreinigung den schaumarmen Reiniger je nach Verschmutzungsgrad 1:3 - 1:20 mit Wasser verdünnen und aufsprühen. Nach wenigen Minuten Einwirkzeit kann der gelöste Schmutz im Sprü-Saug-Verfahren aufgenommen werden.

Für die Teppichreinigung mit Teppichreinigungsmaschinen empfehlen wir eine Anwendungskonzentration von 1:10 - 1:20.

Extrem verschmutzte Flächen können zur Vorbehandlung mit dem Reiniger, 1:1 mit Wasser verdünnt, eingesprüht und eingerieben werden. Nach kurzer Einwirkzeit die Verschmutzung mit einem Microfaser- oder Frotteetuch kreuzweise heraus reiben. Trockenreiben verhindert die Randbildung!

*Bei sehr empfindlichen Geweben ist eine Verträglichkeitsprüfung grundsätzlich zu empfehlen!*

**Kennzeichnung:**



**Produkt enthält:** Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on

**Hinweise:**

**Gefahrenhinweise:** **H315 Verursacht Hautreizungen.**  
**H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung.**

**Sicherheitsratschläge:** P264 Nach Handhabung ... gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P333+313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501 Inhalt/ Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

**Lagerung:** **WGK:** 1 **Flammpunkt:** - **pH-Wert:** 10

**Emissionen:** **TA-Luft:** -

**Transport:** **UN entf.** **ADR-Klasse:** - **Verpackungsgruppe:**